

DIAQUICK БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



Тестове за наркотици в урина €

Еднокомпонентни тестове

- Амфетамини (AMP)**, Касета/тест лента
- Барбитурати (BAR)**, Касета/тест лента
- Бензодиазепин (BZO)**, Касета/тест лента
- Бупренорфин (BUP)**, Касета
- Канабиноиди (THC)**, Касета/тест лента
- Кокаин (COC)**, Касета/тест лента
- Етил глюкоронид (ETG)**, Касета/тест лента
- Фентанил (FYL)**, Касета
- Кетамин (KET)**, Касета
- LSD**, Касета/тест лента
- Екстази (MDMA)**, Касета/тест лента
- Метадон (MTD)**, Касета/тест лента
- Метамфетамини (MET)**, Касета/тест лента
- Морфин (MOP)**, Касета/тест лента
- Опиати (OPI)**, Касета
- Оксикодон (OXY)**, Касета
- Фенциклидин (PCP)**, Тест лента
- Пропоксифен (PPX)**, Касета
- Синтетичен канабис Spice (K2)**, Касета
- Трамадол (TRA)**, Касета/тест лента
- Трициклични антидепресанти (TCA)**, Касета/тест лента
- Золпидем (ZOL)**, Касета/тест лента


CUT-OFF СТОЙНОСТИ

AMP	1000 ng/mL	MOP	300 ng/mL
BAR	300 ng/mL	MTD	300 ng/mL
BUP	10 ng/mL	OPI	2000 ng/mL
BZO	300 ng/mL	OXY	100 ng/mL
COC	300 ng/mL	PCP	25 ng/mL
ETG	500 ng/mL	PPX	300 ng/mL
FYL	20 ng/mL	Spice	50 ng/mL
KET	1000 ng/mL	TCA	1000 ng/mL
LSD	50 ng/mL	THC	50 ng/mL
MDMA	500 ng/mL	TRA	100 ng/mL
MET	1000 ng/mL	ZOL	50 ng/mL

Многокомпонентни тестове (панели)

- Мулти-3 панел** (BZO, COC, MOP)
- Мулти-3/1 панел** (BUP, MOP, MTD)
- Мулти-4 панел** (AMP, COC, MOP, THC)
- Мулти-5 Касета** (COC, MET, MOP, MTD, THC)
- Мулти-5 панел** (COC, MET, BZO, THC, MOP)
- Мулти-5/3 панел** (AMP, COC, MET, MOP, THC)
- Мулти-5/4 панел** (AMP, COC, MDMA, MOP, THC)
- Мулти-5/6 панел** (AMP, BZO, COC, MOP, THC)
- Мулти-6 панел** (BZO, COC, MET, MOP, MTD, THC)
- Мулти-6/1 панел** (AMP, BZO, COC, MET, MOP, THC)
- Мулти-6/4 панел** (AMP, BUP, BZO, MET, MOP, THC)
- Мулти-6/6 панел** (BUP, COC, MET, MOP, MTD, THC)
- Мулти-6/7 панел** (BUP, BZO, COC, MOP, MTD, THC)
- Мулти-7 панел** (AMP, BUP, BZO, COC, MTD, MOP, THC)
- Мулти-10 панел**
(AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, TCA, THC)
- Мулти-10/1 панел**
(AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC)
- Мулти-10/2 панел**
(AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MOP, MTD, OPI, TCA, THC)
- Мулти-10/3 панел**
(AMP, BZO, COC, MDMA, MOP, MTD, OPI, PCP, TCA, THC)
- Мулти-10/4 панел**
(AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, THC)
- Мулти-10/5 панел**
(AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MET, MOP, MTD, TCA, THC)
- Мулти-10/6 панел**
(AMP, BAR, BZO, COC, MET, MOP, MTD, PCP, TCA, THC)
- Мулти-10/7 панел**
(AMP, BAR, BZO, COC, MET, MTD, OPI, PCP, TCA, THC)
- DOA Мулти-6 Купичка** (AMP, BZO, COC, MET, MOP, THC)

Тест за 6 параметъра с включена купичка и температурен контрол на урината



Тестове за фалшифициране - урина

Тест лента, колориметричен

Наркотици в слюнка

Тест лента – алкохол в слюнка

DOA Мулти-6 тест за слюнка

(AMP, COC, MET, OPI, PCP, THC)

DOA Мулти-6/1 тест за слюнка (AMP, COC, MET, OPI, MTD, THC)

Налични също и като високочувствителен TOUCH тест

DOA Twist тест за слюнка

(AMP, COC, MET, MTD, OPI, THC)

Бременност/ Фертилност

hCG Тест лента (урина)

hCG Комбинирана тест лента (урина/серум)

hCG Касета (урина)

hCG Комбинирана Касета (урина/серум)

hCG Струен тест (урина)

LH Тест лента (урина)

LH Касета (урина)

Тестове за домашна употреба

Тест за бременност – Тест лента (урина)

DiaFem Тест за бременност – струен (урина)

Тест за фертилност – Тест лента (урина)

Тест за фертилност – Касета (урина)

Тест за фертилност – Струен (урина)

Туморни маркери

AFP Касета (серум/плазма/пълна кръв)

CEA Касета (серум/плазма/пълна кръв)

FOB Касета (фецес)

FOB-TRF Комбинирана Касета (фецес)

PSA Касета (серум/плазма)

Сърдечни маркери

Cardiac Комбинирана Касета (серум/плазма/пълна кръв)

Тропонин I Касета (серум/плазма/пълна кръв)


Други

CRP Касета (серум/плазма/пълна кръв)

D-Dimer Касета (плазма/пълна кръв)

Микроалбумин Тест лента (урина)

DIAQUICK БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



ХИВ, Хепатит

HAV IgM Касета (серум/плазма/пълна кръв)

HBsAb Касета (серум /плазма)

HBsAb Тест лента (серум/плазма)

HBsAg Касета (серум /плазма) **CE**

HBsAg Касета (серум/плазма/пълна кръв)

HBsAg Тест лента (серум/плазма)

HCV Касета (серум/плазма) **CE**

HCV Касета (серум/плазма/пълна кръв)

HIV Касета (серум/плазма)

HIV Касета (серум/плазма/пълна кръв)

HIV Triline Касета (серум/плазма/пълна кръв) **CE**

ToRCH **CE**

Токсоплазма IgM Касета (серум/плазма)

Токсоплазма IgG/IgM Касета (серум/плазма) *

Рубеола IgM Касета (серум/плазма)

CMV IgM Касета (серум/плазма)

HSV 1/2 Касета (серум/плазма)

ToRCH IgM Комбинирана Касета
(серум/плазма)

* без **CE**

Други инфекциозни болести **CE**

Хламидия Касета (ендоцервикален секрет/ уретрален секрет/
урина)

Денга IgG/IgM Антитяло Касета (серум/плазма/пълна кръв)

H.pylori Касета (серум/плазма/пълна кръв)

H.pylori фецес Касета (фецес)

Инфлуенца Антиген Тест лента (назален/гърлен секрет)

Малария P.f. Касета (пълна кръв)

Малария P.f./Pan Касета (пълна кръв)

Малария P.f./P.v. Касета (пълна кръв)

Мононуклеоза Касета (серум/плазма/пълна кръв)

Аденовирус Касета (фецес)

Ротавирус Касета (фецес)

Рота/Адено Комбинирана касета (фецес)

S.typhi IgG/IgM Антитяло касета (серум/плазма/пълна кръв)

S.typhi Антиген Касета (фецес/ серум/плазма/пълна кръв)

S.typhi/paratyphi Антиген касета (фецес/
серум/плазма/пълна кръв)

Strep.A Касета (гърлен секрет)

Strep.A Тест лента (гърлен секрет)

Сифилис Касета (серум/плазма/пълна кръв)

Сифилис Тест лента (серум/плазма/пълна кръв)