

## Капилярки за кръвногазов анализ


- пластмасови
- издръжливи на удар
- гъвкави
- с литиев хепарин

Пластмасовите капилярки за кръвногазов анализ са удароустойчивата алтернатива на стъклените капилярки. Заради тяхната гъвкавост и безопасност взимането на кръв вече е по-лесно. Това е голямо предимство при работа с малки деца и проблемни пациенти, също така в ежеднезната рутинна работа, при изпускане на капилярката на пода.



## Пластмасови капилярки за кръвногазов анализ

| Каталожен номер | обем   | Размери (дължина x $\varnothing$ <sub>външен</sub> в мм.) | Литиев хепарин | Брой в кутия | Малка единица |
|-----------------|--------|---|----------------|--------------|---------------|
| 4534            | 55 µl  | 58 x 1,65   | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4556            | 55 µl  | 58 x 1,65   | ~ 100 I.U.     | 1.000        | 100           |
| 4505            | 80 µl  | 110 x 1,60  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4520            | 90 µl  | 80 x 1,75   | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4548            | 90 µl  | 80 x 1,75   | ~ 100 I.U.     | 1.000        | 100           |
| 4521            | 100 µl | 90 x 1,75   | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4557            | 100 µl | 90 x 1,75   | ~ 100 I.U.     | 1.000        | 100           |
| 4522            | 110 µl | 100 x 1,75  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4549            | 110 µl | 100 x 1,75  | ~ 100 I.U.     | 1.000        | 100           |
| 4523            | 130 µl | 120 x 1,75  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4555            | 130 µl | 120 x 1,75  | ~ 100 I.U.     | 1.000        | 100           |
| 4526            | 140 µl | 90 x 2,35   | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4515            | 140 µl | 90 x 2,35   | ~ 100 I.U.     | 1.000        | 100           |
| 4547            | 150 µl | 100 x 1,90  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4527            | 155 µl | 100 x 2,35  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4524            | 165 µl | 150 x 1,75  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4528            | 185 µl | 120 x 2,35  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4525            | 200 µl | 180 x 1,75  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |
| 4529            | 230 µl | 150 x 2,35  | ~50I.U.        | 1.000        | 100           |



## Акcesoари за кръвногазови капилярки

| Каталожен номер | продукт  | цвет     | размери                                  | Брой в кутия | Малка опаковка |
|-----------------|----------|----------|--|--------------|----------------|
| 8001            | тапички  | бежов    | $\varnothing$ <sub>външен</sub> 1,6- 1,9 | 500          | 500            |
| 8002            | тапички  | виолетов | $\varnothing$ <sub>външен</sub> 2,0- 2,4 | 500          | 500            |
| 8004            | бъркалки |          | 15 x 0,7 мм                              | 1.000        | 500            |

## Пластмасови капилярки за кръвногазов анализ в комплект

### анализ в комплект

Един комплект съдържа 500 капилярки, 1000 тапички и 500 бъркалки.

| Каталожен номер | обем         | Литиев хепарин | Брой в кутия | Малка опаковка |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 8010            | 55 µl        | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8011            | 75 - 90 µl   | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8012            | 85 - 100 µl  | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8013            | 90 - 105 µl  | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8014            | 100 - 120 µl | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8015            | 125 - 150 µl | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8016            | 165 - 190 µl | ~50I.U.        | 500          | 500            |
| 8017            | 200 - 235 µl | ~50I.U.        | 500          | 500            |